



### **Ιατρικά Βοηθήματα Ι.Κ.Ε.**

1.Αγ. Κων/νου 8 Ομόνοια – Τ.Κ. 10431

2.Λ.Κηφισίας 22 Μαρούσι – Τ.Κ. 15125

3.Λ.Συγγρού 184 Καλλιθέα - Τ.Κ. 17671

4.Λευκωσίας 74 Περιστέρι - Τ.Κ. 12133

Τηλ.: 2105241970–2105221691

fax: 2105241942

ΑΦΜ: 999815729 – Α' Αθηνών

EMAIL: [harmanis@otenet.gr](mailto:harmanis@otenet.gr)



## Χαρακτηριστικά:

- **Εφαρμογή:**
- Η φωτοδυναμική θεραπεία είναι κατάλληλη για θεραπείες προσώπου, σώματος και τριχωτού της κεφαλής. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους δέρματος, σ υμπεριλαμβανόμενων των πιο σκούρων,
- χωρίς την αρνητική παρενέργεια υποχρωματισμού. (αξιολόγηση τύπων 4 και 5\* fitzpatrick) υπάρχει ένα σύστημα παλμικού φωτός (ipl) ή λείζερ.
- Λειτουργεί με χαμηλή εκπομπή ενεργείας, το οποίο δεν είναι επεμβατικό ή αφαιρετικό σύστημα  
Η διαδικασία εφαρμογής είναι απλή, άνετη, απαλή και αποτελεσματική.
- **Θεραπείες ελαφρών φωτονίων:**
- **Κόκκινο φως:**
- Μήκος κύματος 630 nm.
- Είναι υψηλής καθαρότητας και ισχύος, με ενεργειακή πυκνότητα, η οποία παρέχει σημαντικά οφέλη στη φροντίδα του δέρματος.
- Χρησιμοποιείται κυρίως για την επίτευξη επιδράσεων κατά της γήρανσης και της αντί-οξειδωσης του δέρματος. Το especialmente συνιστάται για άτομα με ξηρό δέρμα και θάμπη θάμπη απόχρωση.
- Πυκνώνει τα μαλλιά και παρατείνει τη ζωή του.
- **Μπλε φως:**
- Μήκος κύματος 415 nm.
- Το μπλε φως έχει ιδιότητες που βοηθούν στην καταστροφή βακτηρίων μετά την υγιεινή του προσώπου, χωρίς να βλάπτουν άλλους ιστούς του δέρματος.
- Έκτος από αυτόν τον μηχανισμό φωτοτοξικότητας, η βιοδιέγερση αυξάνει τους φυσικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης επιτυγχάνοντας βελτίωση στη συνολική εμφάνιση του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών.
- **Φωτογραφία φωτοβολία (κόκκινο + μπλε):**
- Μήκος κύματος 420 nm.
- Ο συνδυασμός φωτονίων κόκκινου φωτός μπλε φωτός και μοβ φωτός. Αυτό το φως συνδυάζει efectos και των δυο θεραπειών.
- **Τεχνικά δεδομένα:**
- Τροφοδοσία 220v / 50hz – 0, 5a
- Ισχύς 50w
- Διαστάσεις συσκευασίας 109 x 55 x 64 cm
- Βάρος 18, 8 κιλά
- Βάρος αποστολής 27 kg
- Ποσότητα led: 693
- Ισχύς led: 4mw
- **Περιλαμβάνονται αξεσουάρ:**
- Κυρία μονάδα.
- Ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Σύνδεση καλωδίου
- Εγχειρίδιο οδηγιών.

- Μεγάλα ματογυάλια.
- **Αντενδείξεις και προειδοποιήσεις:**
- Τρέχουσα ή ιστορική κατάσταση του καρκίνου.
- Εγκυμοσύνη και γαλουχία.
- Μόλυνση ή τραυματισμός στην περιοχή θεραπείας.
- Ιστορία των χηλοειδών.
- Εύθραυστο δέρμα.
- Βηματοδότες.
- Φωτοευαισθησία γνωστή στο φως led.
- Χρήση φάρμακων που μπορεί να προκαλέσουν φωτοευαισθησία.
- Διαβήτης.
- Κιβώτια αγγεία στην περιοχή προς θεραπεία.
- Πελάτες που πρόκειται να υποβληθούν σε εγχείρηση σύντομα, εάν δεν έχουν συζητήσει προηγουμένως με τον χειρουργό σας.
- Ref: 826-SFL-5