



ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Το πλήρως αυτόματο μοντέλο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να επιτρέπει κυρίως στους διασώστες να εστιάζουν στο θύμα, επειδή το σοκ, εάν δοθεί εντολή, θα δοθεί αυτόματα.

Πρακτικό και πολύ απλό στη χρήση. Εξαιρετικά δαισθητικό με εικονογράμματα και εικονίδια που αναβοσβήνουν και καθαρά φωνητικά μηνύματα για να οδηγεί και να υποστηρίζει τους απλούς διασώστες σε κάθε βήμα για ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο διάσωσης.

Απινιδωτής

Λειτουργία:	Πλήρως αυτόματη έκδοση
Ενέργειες:	Τυπικό μέγιστο 200J ή Μέγιστη ισχύς 360J
Κυματομορφή:	Προσαρμοστικό BTE (διφασικό κόλουρο εκθετικό) που συμμορφώνεται με την αντίσταση του θώρακα του ασθενούς
Πρωτόκολλα: αιτήματος	Διάφορα πρωτόκολλα σοκ ενηλίκων διαθέσιμα κατόπιν
Εργοστασιακή προεπιλογή:	Ενήλικας Πρότυπο κλιμακούμενο 150, 200, 200J Ενήλικας Ισχύς κλιμακούμενο 200, 250, 360J Παιδιατρικό (Τυπικό ή Ισχύς) 50J σταθερό
Χρόνος φόρτισης: μπαταρία	≤9 δευτερόλεπτα με μια νέα και πλήρως φορτισμένη
Χρόνος ανάλυσης:	Η εξαντλημένη μπαταρία θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο φόρτισης
Αντίσταση:	IEC/EN 60601-2-4 από 4 έως 15 δευτερόλεπτα 20-200 ohms
Ευσαιθησία:	IEC/EN 60601-2-4 (AHADB, πηγή MITDB), 97%
Ειδικότητα:	IEC/EN 60601-2-4 (AHADB, πηγή MITDB), 99%
Στοιχεία ελέγχου: πληροφοριών "i"	2 κουμπιά για αυτόματα: ON/OFF, κουμπί
Εικονίδια που αναβοσβήνουν:	"συνδέει τα επιθέματα με τον ασθενή" "Ενήλικας/Παιδί" Ενημέρωση για τα Επιθέματα Τύπος Χρήση "Μην αγγίζετε τον ασθενή" Προειδοποίηση για να παραμείνετε Σαφής "Αγγίξτε τον ασθενή" Ενημέρωση ότι είναι ασφαλές να αγγίξετε
Δείκτες:	Ένδειξη LED κατάστασης που ενημερώνει για την κατάσταση της συσκευής Μετρητής μπαταρίας με ρυθμό υπολειπόμενης χωρητικότητας Ηχητικές ειδοποιήσεις και ένδειξη κειμένου με συναγερούς σέρβις
Αναβαθμίσιμο:	μέσω καλωδίου USB ή κάρτας μνήμης

Επιλογές μπαταρίας

Τύπος:	Li-SOCI2 Μιας χρήσης, κωδικός SAV-C0903
Αυτονομία:	300 πλήρεις κύκλοι διάσωσης (σοκ στα 200J και CPR) ή 200 πλήρεις κύκλοι διάσωσης (σοκ στα 360J και CPR) ή ανάλυση ΗΚΓ 35 ωρών
Διάρκεια ζωής:	για μια νέα και πλήρως φορτισμένη μπαταρία (*)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας:	Όταν φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία 5 χρόνια (*) 4 χρόνια μετά την εγκατάσταση στον AED, υποθέτοντας μία εισαγωγή μπαταρίας και καθημερινό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο αλλά χωρίς

Τύπος:
Χρόνος επαναφόρτισης:

Αυτονομία:
Διάρκεια ζωής μπαταρίας:

ενεργοποίηση του απινιδωτή (*)
Συσσωρευτής ιόντων λιθίου, κωδικός SAV-C0011
2,5 ώρες με τον κωδικό σταθμού φόρτισης SAV-C0014 (*) (συνιστάται να φορτίζεται κάθε 4 μήνες τουλάχιστον)
250 κρούσεις στα 200J ή 160 κρούσεις στα 360J ή 21 ώρες σε ανάλυση ΗΚΓ για μια νέα Πλήρως φορτισμένος συσσωρευτής (*)
2 χρόνια ή 300 κύκλοι φόρτισης (*)



Επιλογές ηλεκτροδίων

Τύπος: αυτοκόλλητο	Μίας χρήσης, προ-πηκτωματοποιημένο και
Ενήλικας:	Κωδικός SAV-C0846, για ασθενή >8 ετών ή >25 kg
Παιδιατρική:	Κωδικός SAV-C0016, για ασθενή <8 ετών ή <25 kg
Μήκος καλωδίου:	120 εκ.
Διάρκεια ζωής:	30 μήνες

Καταγραφή συμβάντων

Εσωτερική μνήμη:	έως 6 συνεχείς ώρες συμβάντων ΗΚΓ και διάσωσης
Προαιρετική μνήμη: εξαρτάται από την κάρτα	Αφαιρούμενη κάρτα SD. Η διάρκεια αποθήκευσης χωρητικότητα: μια κάρτα 2 GB καταγράφει έως και 100 ώρες
Καταγραφή δεδομένων:	Αρχείο κειμένου "AED1LOG" με λεπτομερή δραστηριότητα αυτοελέγχου "AEDFILES" με πλήρεις καταγεγραμμένες πληροφορίες
Ανασκόπηση εκδήλωσης: Express"	Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων "Saver View

Χαρακτηριστικά

Μέγεθος:	26,5 x 21,5 x 7,5 εκ.
Βάρος:	1,95 kg με μπαταρία μιας χρήσης και τακάκια 2,00 kg με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τακάκια

Περιβάλλον

Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 ° C έως 55 ° C (32 ° F ΈΩΣ 131 ° F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης/αποστολής: 158°F) χωρίς μπαταρία Υγρασία:	- 40°C έως 70°C (-40°F ΈΩΣ 10% έως 95% σχετική υγρασία χωρίς

συμπύκνωση

Σφράγιση (Προστασία IP): προστατευμένο από τη σκόνη Σοκ/Πτώση	IEC/EN 60529 κλάση IP54; Αδιάβροχο,
Κατάχρηση Αντοχής	IEC/EN 60601-1 ρήτρα 21; Πτώση 1 μέτρου, κρούση, δύναμη, τραχύς χειρισμός, κινητή ανοχή
Ηλεκτροστατική εκκένωση: 2	IEC/EN 61000 -4-
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: εκπομπών, ανοσίας: και 2007/47/EK:	IEC/EN 60601-1-2 Ηλεκτρική προστασία Κλάση IIb

(*)Θερμοκρασία στους 20°C Υγρασία 45% χωρίς συμπύκνωση